

Bug-Tracker EndoTherm Basal						12.05.14	
Lfd.Nr.	Typ	Datum	Erledigt Datum	Befund oder Thema	Status	Behoben durch	behoben in Version
50	Bug	08.05.14	12.05.2014	Gebrauchsanweisung unvollständig	fixed	vervollständigt	230
49	Option	27.02.14	08.05.2014	Export in NFP-Kurvenreih	fixed	Programmiert	230
48	Bug	13.02.14	13.02.2014	Temperatur-Interpretation bricht ab, wegen Überlauf	fixed	Temperatur-Array vergrößert	222
47	Bug	20.01.14	26.01.2014	In Win8 gibt es NullPointer exceptions	fixed	Abgefangen und Versionskontrolle in Hilfe-Info eingebaut	221
46	Bug	17.01.14	21.01.2014	Ich habe noch eine Frage zur Lizenzeingabe: Ich habe bisher meinen Stick noch nicht erfolgreich registrieren können. Wenn ich bei "Support" die Lizenz eingeben möchte, sagt er mir, dass ich den Stick rausziehen und	fixed	Signalmechanismus überarbeitet: StateMachine eingesetzt	217
45	Bug	17.01.14	21.01.2014	Man kann den Chip zwar einstellen, aber beim starten hängt der PC und lädt solange, bis er keine Rückmeldung mehr bringt.	fixed	Signalmechanismus überarbeitet: StateMachine eingesetzt	217
44	Bug	04.01.14	08.01.2014	Wenn man sich die Temperatur einer Nacht ansieht, dann steht oben Temperaturverlauf und dann das Datum z.B. 2.1/3.1, es müsste meiner Meinung nach einen Tag zurück sein und zwar 1.1/2.1	fixed	Datum vorverschoben	215
43	Bug	03.01.14	09.01.2014	Sind der Basalwert und der Wert zur Messzeit im Diagramm vertauscht?	fixed	Wrap_DayDetail_to_dgvRow eingefügt, sodass Cell richtig indiziert wird.	215
42	Option	23.12.13	12.05.2014	Nicht alle Texte auf englisch übersetzt	fixed	Übersetzung	230
41	Bug	10.11.13	17.12.2013	iButton wird nicht zuverlässig erkannt	fixed	GetAdapter darf nur einmal pro Sitzung angesprochen werden. (Korrigiert)	206
40	Bug	16.11.13	16.11.2013	So/Wi-Zeit Umschaltung fehlt	fixed	Messzeit wird in UTC in den Chip eingetragen und in Basal zurückgerechnet	199
39	Bug	25.10.13	25.10.2013	SampleRate wird falsch gelesen.	fixed	Sporadischer Chip-Fehler wird abgefangen und korrigiert	199
38	Bug	19.10.13	25.10.2013	Password wird in TCP nicht gefunden	fixed	Programm korrigiert	199
37	Bug	15.10.13	16.10.2013	Messungen am nächsten tag werden nicht als solche gekennzeichnet	fixed	Datum zur Zeitangabe in SysTray hinzugefügt	199
36	Bug	15.10.13	16.10.2013	Messungen werden nicht beendet	fixed	StopMission bei der USB-Erkennung eingefügt	199
35	Bug	02.10.13	02.10.2013	Debug-File enthält keine Grundsatzdaten	fixed	Fehler beseitigt	199

Lfd.Nr.	Typ	Datum	Erledigt Datum	Befund oder Thema	Status	Behoben durch	behoben in Version
34	Bug	22.09.13	02.10.2013	Lizenz lässt sich nicht vorher eingeben.	fixed	Passwortabfrage überarbeitet. Abfrage kommt bis Lizenz eingegeben.	199
33	Bug	14.07.13	10.02.2013	ich habe gestern versucht meinen aktuellen Zyklus als Exceldatei zu exportieren, leider gingen die Daten nur bis Zyklustag 40. Bearbeitung eilt aber nicht.	fixed	Auf 100 Tage erweitert, überflüssige Tage durch Makro gelöscht	
32	Bug	14.07.13	27.09.2013	Bei der Fruchtbarkeitseintragung fehlt noch "0/F", da man ja erst am Abend unfruchtbar annehmen darf.	fixed	Zusätzliche Menuzeile eingefügt: Alle bisherigen Eintragungen müssen geändert werden	199
31	Bug	14.07.13	11.11.2013	Schön wäre auch noch wenn man den Schleimhöhepunkt kennzeichnen könnte (H,1.2.3), und die zweite und dritte hM der Temperatur.	fixed	zusätzlich in Temperatur eingetragen als anderes Symbol	
30	Bug	13.07.13	02.10.2013	mein Zyklus ist jetzt schon etwas länger und deswegen ist mir aufgefallen, daß wenn ich im Notizfeld etwas eintrage und das Fenster wieder schliesse, der Scrollbalken sich wieder automatisch nach links verschiebt. Das ist	fixed	Cursor.Postion korrigiert	199
29	Bug	09.08.13		Im excel Export werden Notizen nicht übertragen	fixed	Werden in Zelle eingetragen, aber nur der Anfang angezeigt.	199
28	Bug	23.09.13	23.09.2013	Unterformulare können über den Bildschirm hinauslappen	fixed	Ecke des Unterformulars wird der Screengrösse entsprechend ausgesucht	199
27	Bug	04.07.13		Korrigierte Werte werden bei neu Einlesen der Messung überschrieben.	fixed	Wenn Werte eingetragen sind, werden sie nicht überschrieben	199
26	Bug	04.07.13	04.07.2013	Ausblenden der Messzeit führt zum Absturz	fixed	Zeilen werden ausgeblendet	198
25	Option	04.07.13	16.10.2013	Schleimkategorie: Ich fände es schöner, wenn die einzelnen Wörter zum ankreuzen gingen (kategorieübergreifend), dann müsste ich es nicht extra in die Notizen schreiben.	fixed	Eingabeformular überarbeitet	
24	Option	04.07.13	04.07.2013	Ich meinte die Zyklusbemerkungen. Kann ich die nur sehen wenn ich Zyklus ändern eingebe?	fixed	Zykluskommentar als Tooltip implementiert	198
23	Option	03.07.13	03.07.2013	Bezeichnung gültig durch Klammern ersetzen	fixed	gültig durch ausgeklammert ersetzt und Logik invertiert	197
22	Bug	03.07.13	03.07.2013	24h Messintervall wird verkürzt	fixed	Überlauf korrigiert	197
21	Bug	02.07.13	02.07.2013	Programm stürzt ab, wenn Zyklus zu lang	fixed	Mit Fehlermeldung abgefangen	197
20	Bug	27.06.13	29.06.2013	HL muss 1.hM (1. Höhere Messung) heissen und soll einen gelbenStrich bekommen	fixed	umbenannt und Linie eingefügt	196
19	Bug	27.06.13	28.06.2013	Er speichert diese Einstellung aber auch nicht ab. Beende ich das Programm und öffne es später erneut steht er immer wieder bei 30 Messungen / Std.	fixed	Einstellungen abgespeichert	196
18	Bug	25.06.13	27.06.2013	Hauptfenster hat keine Scrollbalken	fixed	Seitenbreiten neu berechnet	196

Lfd.Nr.	Typ	Datum	Erledigt Datum	Befund oder Thema	Status	Behoben durch	behoben in Version
17	Bug	24.06.13	24.06.2013	Zeiten lassen sich nicht über Nacht einstellen (z.b. 20:00-8:00)	fixed	falsche Überprüfung gelöscht	195
16	Bug	24.06.13		Titel wird in Excel-Export nicht angezeigt	fixed	Titel ins Diagramm verschoben	222
15	Bug	24.06.13	24.06.2013	Titel in der Zeitachse wird mit bei kleinem Diagramm verdeckt	fixed	Titel ins Diagramm verschoben	195
14	Option	24.06.13		Temperaturen lassen sich nicht löschen (nur überschreiben)	fixed	Löschfunktion eingefügt	
13	Bug	23.06.13		Ich habe alle meine vergangenen Zyklen angelegt. Sie reichen 1 1/2 Jahre zurück, das stellte auch kein Problem dar. Nun habe ich links aussen alle Zyklen aufgeführt (bei mir benannt Nr.1-19), komme ich jedoch mit dem	fixed	zusätzliches Node Select eingefügt	196
12	Option	23.06.13	24.06.2013	Wäre es möglich beim Beenden des Programmes den Nutzer darauf hinzuweisen sollte es vergessen worden sein?	eingefügt	Nachricht erschein in Taskleiste	195
11	?	22.06.13		Temperaturen werden nicht eingelesen	?	keine Antwort gekommen	
10	Option	22.06.13		HL in 1.hM umbenennen und im Kalender markieren	fixed	umbenannt	
9	Bug	21.06.13	22.06.2013	DE: Eingabe der Temp mit Punkt, anstatt mit Komma	fixed	fixed	195
8	Option	20.06.13		Export von Txt-Files, die mit EndoTherm med kompatibel sind	erstellt	Export und Import im Fenster aktuelle Einstellungen integriert	195
7	Option	19.06.13		Generell finde ich das Design noch etwas unfertig und nicht ganz so schön, aber mir ist die Funktionalität ist mir wichtiger und die scheint grundsätzlich gegeben. Morgen importiere ich dann den ersten Wert direkt	offen		
6	Bug	19.06.13	20.06.2013	Die Grafik könnte für mich etwas kleiner sein (also die einzelnen Abschnitte auf der y-Achse - ich hoffe, Du verstehst was ich meine). Ich nutze das Programm mit einem 13" Macbook und muss, weil die Kurve	behoben	Da gibt es oberhalb der Tabelle einen "Schieber" (man sieht ihn nur, wenn man mit der Maus drüberfährt), da kannst Du das Diagramm	195
5	Option	19.06.13		Evtl. auch eine Markierung des voraussichtlichen Beginns der Periode	offen		
4	Option	19.06.13		Schön wäre eine farbliche Einteilung der Kurve (z.B. unfruchtbare Phase grün hinterlegt, Tage des möglichen Eisprungs gelb - ähnlich wie bei mynfp, das ist sehr übersichtlich)	offen		
3	Bug	19.06.13	22.06.2013	Einstellungen - Ansicht -- Bestätigen Button ohne Text. Schriftfarbe zu blass (Windowsfenster im Mac)	behoben	Buttonfläche vergrößert. Font-Farbe geändert	195
2	Bug	19.06.13	20.06.2013	Wenn ich einmal was in das Notizen Feld eingetragen habe, kann ich dies nicht mehr löschen oder bearbeiten.	behoben	fixed	195
1	?	19.06.13		das Programm übernimmt nicht meine Angabe zu fruchtbar bzw. unfruchtbar. Ich kann zwar auswählen, aber es speichert meine Angaben nicht und zeigt sie auch nicht an. Bei Notizen, GV usw. funktioniert es.	?	Kann ich auf meinem Rechner nicht reproduzieren. Bei mir geht es fehlerfrei. Mac - Windows-Fenster Problem?	

Adresse oder Email	Kunde	Kunde benachrichtigt	Meldepflichtig	Gemeldet
n.a.	n.a.	n.a.	nein	
ellie.kappeler@icloud.com	Ellie Kappeler	nein	nein	
Lina Annen mailanlina@me.com	Lina Annen	13.02.2014	nein	nein
Heertsch	Heertsch	n.a.	nein	
Sandra Forster <sandraforster1992@web.de>	Sandra Forster	ja	nein	
Sandra Forster <sandraforster1992@web.de>	Sandra Forster	ja	nein	
"Dita Karvanek" <dita.karvanek@online.de>	Dita Karvanek	ja	nein	
"Dita Karvanek" <dita.karvanek@online.de>	Dita Karvanek	ja	nein	
n.a.	n.a.	n.a.	nein	
Heertsch		n.a.	nein	
Heertsch		ja	nein	
Claudia Dreier claudia.dreier@gmx.net	Claudia Dreier	ja	nein	
Heertsch		ja		
Heertsch		ja	nein	
Heertsch		ja	nein	
Heertsch		ja	nein	

Adresse oder Email	Kunde	Kunde benachrichtigt	Meldepflichtig	Gemeldet
dita.karvanek@online.de	Dita	ja	nein	
Cornelia Scherb <schconni@gmail.com>	Cornelia	ja	nein	
Cornelia Scherb <schconni@gmail.com>	Cornelia		nein	
Cornelia Scherb <schconni@gmail.com>	Cornelia		nein	
Cornelia Scherb <schconni@gmail.com>	Cornelia		nein	
Cornelia Scherb <schconni@gmail.com>	Cornelia		nein	
Heertsch		na		
Cornelia Scherb <schconni@gmail.com>	Cornelia		nein	
Heertsch		na		
Conni Sch <schconni@live.de>	Cornelia		nein	
Conni Sch <schconni@live.de>	Cornelia		nein	
ellen.rudolf@posteo.de	Ellen		nein	
Daniela Niederland <dany-nieland@gmx.de>	Dany			
ellen.rudolf@posteo.de	Ellen		nein	
Daniela Niederland <dany-nieland@gmx.de>	Dany		nein	
Daniela Niederland <dany-nieland@gmx.de>	Dany		nein	
Daniela Niederland <dany-nieland@gmx.de>	Dany		nein	

